

Ambu® Neuroline 700



Caratteristiche principali

- Dimensioni piccole
- Forma speciale a "piede d'anatra" per un'ottima adesione
- Materiale flessibile
- Risposizionabile
- Sensore in Argento/Cloruro d'argento per un'ottima qualità di tracciato
- Disponibile in diverse versioni

Applicazioni Raccomandate

- Elettromiografia (EMG)
- Studi Conduzione Nervosa (NCS)
- Elettronistagmografia (ENG)
- Elettrooculogramma (EOG)
- Polisonnografia (PSG)
- Potenziali Evocati (EP)
- Elettrodo referente

Ambu® Neuroline 700

Gli elettrodi di superficie Ambu Neuroline con gel solido, sono autoadesivi. Facili da riposizionare, consentono agli operatori di trovare il punto ottimale di registrazione senza lasciare sul paziente residui di gel da ripulire. Inoltre, l'elemento ha un'area di rilevamento ben

definita ed è quindi possibile riprodurre con precisione la registrazione.

Sia il sensore che il cavo conduttore sono stati progettati per risultare morbidi e flessibili, questo assicura il comfort del paziente anche nelle registrazioni durante il sonno.

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (max. L x A o diametro in mm)	20 x 15
Misura superficie di contatto con la pelle (max. L x A o diametro in mm)	20 x 15
Area adesiva (in mm²)	263
Altezza escluso connettore (in mm)	1
Sensore	
Materiale sensore	Argento/Cloruro d'argento
Gel	Gel solido
Area Sensore (in mm²)	263
Area gel/area di registrazione (in mm²)	263
Valutazioni Per L'ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo senza lattice	Sì
Cavo senza PVC	No
Cavo senza lattice	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì

Materiali

Elettrodo		Confezionamento	
Bio-compatibile	Sì	Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Sensore	Argento/Cloruro d'argento	Busta, parte centrale	Alluminio (Al)
Parte esterna	Interno di carbonio e polivinile cloridrato	Busta, parte esterna	Carta
Parte adesiva	Gel solido	Scatola	Cartone
Parte superiore	Polipropilene senza tessuto		
Parte centrale cavo	Rame flessibile		
Parte isolante del cavo	Polivinilcloride (PVC)		
Connessione cavo	ottone/polipropilene (PP)		
Liner (foglio)	Pellicola in poliestere siliconata		



K = connettore 1,5 mm



J = connettore 2 mm



SC = connettore 0,7 mm

Riferimenti

Codici	Lunghezza del cavo cm	Colore	Durata di conservazione (in mesi)		Confezionamento		
			Busta non aperta	Busta aperta	Busta	Scatola	cartone
700 01-K/12	10	□	18	1	12	240	1920
700 01-SC/12	10	□	18	1	12	240	1920
700 02-K/12	20	□	18	1	12	240	1920
700 02-SC/12	20	□	18	1	12	240	1920
700 10-J/12	100	□	18	1	12	120	960
700 10-K/12	100	□	18	1	12	120	960
700 10-K/C/12	100	■ ■ ■ □	18	1	12	120	960
700 15-K/12	150	□	18	1	12	120	960
700 15-K/C/12	150	■ ■ ■ □	18	1	12	120	960
700 20-K/C/4	200	■ ■ ■ □	18	1	4	480	960

Indicazioni

Preparare la pelle del paziente usando pasta o abrasivo. Sgrassare la zona di applicazione con un tampone imbevuto di alcool. Togliere il rivestimento protettivo dall'elettrodo ed applicarlo.

Gli elettrodi sono ad adesivo conduttore riposizionabile e possono essere spostati e ricollocati per ottenere un miglior rilevamento.

Precauzioni

Sono utilizzabili per un solo paziente. Per il monitoraggio e la registrazione biopotenziale sulla pelle.

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it
www.ambu-shop.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com



Temperatura di stoccaggio