

Ambu® Neuroline 715



Caratteristiche principali

- Sensore in Ag/AgCl di elevata qualità per un ottimo segnale
- L'area trasparente del sensore permette il suo preciso posizionamento sull'area
- Gel solido delicato per la pelle e riposizionabile
- I cavi avvolti permettono un facile uso evitando che si aggroviglino

Applicazioni Raccomandate

- Elettromiografia (EMG)
- Studi Conduzione Nervosa (NCS)
- Elettroencefalografia (ENG)
- Potenziali Evocati (EP)

Ambu® Neuroline 715

L'elettrodo Ambu Neuroline 715 è caratterizzato da un sensore in Argento/Cloruro di Argento che garantisce un segnale di ottima qualità. L'area trasparente del sensore consente di localizzare con grande precisione il punto esatto di registrazione. Inoltre l'elettrodo è dotato di gel solido

delicato per la pelle che permette il suo riposizionamento numerose volte senza la perdita del suo potere adesivo. L'elettrodo Ambu Neuroline 715 è disponibile con cavi premontati a codice colore (verde/rosso/nero) di diverse lunghezze (50-80-120 cm).

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (max. L x A o diametro in mm)	30x22
Misura superficie di contatto con la pelle (max. L x A o diametro in mm)	28x20
Area adesiva (in mm²)	474
Altezza escluso connettore (in mm)	1
Sensore	
Materiale sensore	Argento/Cloruro d'argento
Gel	Gel solido
Area Sensore (in mm²)	54
Area gel/area di registrazione (in mm²)	474
Valutazioni per l'ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo senza lattice	Si
Cavo senza PVC	No
Cavo senza lattice	Si
Imballaggio senza PVC	Si



K = connettore 1,5 mm



Temperatura di stoccaggio

Materiali

Elettrodo	
Bio-compatibile	Si
Sensore	Argento/Cloruro d'argento
Parte esterna	Poliestere non tessuto
Parte adesiva	Gel solido
Parte centrale cavo	Rame flessibile
Parte isolante del cavo	Polivinilcloruro (PVC)
Connessione cavo	Ottone/Polipropilene (PP)
Liner (foglio)	Pellicola in poliestere siliconato
Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (Al)
Busta, parte esterna	Carta
Scatola	Cartone

Configurazioni disponibili

Codici	Lunghezza del cavo	Colore	Durata di conservazione (busta non aperta/aperta)		Confezionamento		
	cm				Busta	Scatola	Cartone
715 05-K/C/12	50		24	1	12	240	1920
715 08-K/C/12	80		24	1	12	120	960
715 12-K/C/12	120		24	1	12	120	960
715 20-K/C/12	200		24	1	12	120	960

Indicazioni

Preparare la pelle del paziente usando pasta o abrasivo. Sgrassare la zona di applicazione con un tampone imbevuto di alcool. Togliere il rivestimento protettivo dall'elettrodo e applicarlo.
Gli elettrodi sono ad adesivo conduttore riposizionabile e possono essere spostati e ricollocati per ottenere un miglior rilevamento

Precauzioni

Sono utilizzabili per un solo paziente. Per il monitoraggio e la registrazione biopotenziale sulla pelle.

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com